

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RC310	Sedia comoda 4 ruote
--------------	-----------------------------

Destinazione d'uso
Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali
Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale rigidi, anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, cinturino fermapièdi, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2302929
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	135 Kg
Braccioli	Ribaltabili
Pedane	Ribaltabili ed estraibili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Fisso estraibile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>43 – 45 – 48 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i>

DIMENSIONI

Codici prodotto														
RC310-43								43 cm		52 cm				
RC310-45	87 cm	62,5 cm	43 cm	96,5 cm	74,5 cm	52,5 cm	30÷38 cm	45 cm	45 cm	55 cm	12,5 Kg	12,5 cm	135 Kg	1 pz
RC310-48								48 cm		58,5 cm				