

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 19.09.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC325	Sedia comoda a 4 ruote
-------	------------------------

**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2302932
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ruote	12,5 Cm
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg (Seduta 50)
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.















**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
<b>Reclinazione</b>	<i>Da 0 a 45°</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene - Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in similpelle lavabile</i>
<b>Ruote</b>	<i>Poliuretano</i>

**PESO E DIMENSIONI**

Misure in cm*														
<b>RC325-40</b>	108	64	48	106	76	55	43-54,5	40	62	55	41,5	21,5 Kg	12	12
<b>RC325-43</b>	108	64	48	106	76	55	43-54,5	43	62	58	44,5	22 Kg	12	12
<b>RC325-46</b>	108	64	48	106	76	55	43-54,5	46	62	61	47	22,5 Kg	12	12
<b>RC325-48</b>	108	64	48	106	76	55	43-54,5	48	62	63	49,5	23 Kg	12	12
<b>RC325-50</b>	108	64	48	106	76	55	43-54,5	50	62	65	51,5	23,5 Kg	12	12

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>RCA300</b>	BRACCIOLI ELEVABILI
<b>RCA305</b>	FIANCHETTI IMBOTTITI
<b>RCA310</b>	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA
<b>RCA316</b>	DIVARICATORE
<b>RCA330</b>	PELOTTE TORACICHE
<b>RCA120</b>	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
<b>RCA136</b>	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO
<b>CBR500</b>	TAVOLINO LINEARE
<b>CAR525</b>	TAVOLINO SAGOMATO
<b>RP246</b>	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO
<b>RP248</b>	CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO