

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RC410	Carrozzina ad auto spinta a telaio rigido
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale removibili anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane estraibili lateralmente. Braccioli ribaltabili. 2 ruote posteriori grandi Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm. Predisposizione per ruote di transito.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio dei Dispositivi Medici	2149403
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.006
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	60Cm posteriori 20Cm anteriori
Peso Max sopportabile	135 Kg
Braccioli	Estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, con poggiapiedi regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE													
Schienale							Fisso imbottito anatomico						
Sedile							Rigido imbottito anatomico						
Confezionamento							Polietilene Scatola di cartone.						
Larghezze disponibili							40 – 43 – 45 – 48 Cm						
Profondità disponibili							43 Cm						
MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura							Acciaio verniciato						
Seduta							Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile						
Ruote							Poliuretano						
MISURE													
Misure in cm													
RC410-XX	105	81	48	92	74	54	32÷41	40	43,5	62,5	15,5 Kg	60	20
								43		65,5			
								45		68,5			
								48		71,5			
ACCESSORI OPZIONALI													
CPR150							Ruotine antiribaltamento						