

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

RI826	Sollevamalati elettrico MUEVO – 200 Kg
--------------	---

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Motore a batteria TI MOTION. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 200 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura gambe a pedale.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330 o 30009
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice Classificazione EMDN – CND	V0805030102
Numero RDM	2417133
Peso Max	200 Kg
Motorizzazione	TiMotion
Durata batteria stimata	Oltre 40 cicli a pieno carico

Materiali principali

Struttura	Acciaio verniciato
Impugnature	Poliuretano

RIFERIMENTI DIMENSIONALI



DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
RI826 (cm)	73	61	97	82	179	126,5	94	53	63	107	116	8	13