

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RP153	Bastone in alluminio manico anatomico regolabile
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in legno anatomica è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo. Versione destra e sinistra	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31112
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432159
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	110 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Tipo 6061-T6
Impugnatura	Legno
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	380 gr. ca.
Altezza	Regolabile 77,5 – 100 Cm
PESO E DIMENSIONI	
RP153D	Manico anatomico versione destra
RP153S	Manico anatomico versione sinistra