

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RP169	Bastone da passeggio in alluminio puntale largo
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in ABS Derby è anatomica per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale base larga antiscivolo.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432203
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	280 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 76 a 98,5 Cm
VARIANTI	
RP169-1: Fantasia fiori	RP169-2: Fantasia Zig Zag
RP169-3: Fantasia Optical Blu	RP169-4: Fantasia Azzurro
RP169-5: Fantasia Optical Nera	RP169-6: Fantasia Tartan
RP169-7: Fantasia Quadretti	

