

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 02 – 26.06.2026	

RP198	Bastone da passeggio in alluminio con seduta
--------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in Poliuretano è composta da una parte morbida per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2578200

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Peso	390 Gr. ca.
Altezza bastone	Regolabile da 83 a 93 Cm
Altezza seduta	Regolabile da 47 a 57 Cm