

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.01.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP503	Rollator 2 ruote in acciaio per interni – LUNA
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in acciaio verniciato da interni. 2 ruote direzionali di Ø 20 cm 2 puntali posteriori. Maniglie di appoggio regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Seduta imbottita ribaltabile con tasca porta oggetti. Base regolabile in altezza. Schienale imbottito semirigido. Dotato di porta bottiglia e porta bastone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417782
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.06.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Dimensione seduta	35x40 Cm

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo		Acciaio								
Impugnatura		Polipropilene								
Ruote		PU								
Seduta		Poliuretano rivestito poliestere								
DIMENSIONI										
										
RP503	56	100 86	58 52	56	41	19x63 cm	5,5	-	13	136 kg