

RP515

Rollator 4 ruote in alluminio – ATLANTE 1.0

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 15 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale e seduta imbottiti. Fornito con borsa porta oggetti.

Immagine prodotto












RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|---|----------------|
| Fabbricante | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 31120 |
| Codice di classificazione EMDN – CND | Y120609 |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | 2417859 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 12.06.09.009 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.06.09.003 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|--|
| Peso Max sopportabile | 113 Kg |
| Dimensione seduta | 30 x 30 Cm |
| Confezionamento | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

| MATERIALI PRINCIPALI | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Tubo | <i>Alluminio</i> | | | | | | | | |
| Impugnatura | <i>Polipropilene</i> | | | | | | | | |
| Seduta | <i>Spalmato di PVC</i> | | | | | | | | |
| Ruote | <i>PU</i> | | | | | | | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP515 | 59,5 | 78-89,5 | 54 | 61 | 47,5 | 6,5 Kg | 15 | 15 | 113 Kg |

Misure in CM