

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP547	Rollator 4 ruote in alluminio – FEBE
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito ribaltabile ed estraibile. Seduta imbottita regolabile in altezza. Fornito con borsa porta oggetti in tessuto.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417787
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	35 x 35 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo					Alluminio					
Impugnatura					Polipropilene					
Seduta					Spalmato di PVC					
Ruote					PU					
DIMENSIONI										
										
RP547	70 80	80 99	50 57	63	47	90x62x39cm	8	20	20	136 kg