

RP747 Deambulatore pieghevole regolabile

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche ed imbottite, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm. Doppio livello di impugnatura per facilitare l'alzata della persona da posizione seduta. Richiudibile in ingombro minimo.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120603
Repertorio dei Dispositivi Medici	2429310
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12 .01.2017	12.06.03.003



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	8
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP747	130 kg	Da 71 a 89 cm	4 puntali	 60 cm 58 cm 51 cm	 62 cm 59 cm 52 cm

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.