

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo **STD**

Rev. 08 – 26.06.2026

RP754x

Deambulatore pieghevole regolabile in altezza

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori pieghevoli sottoascellari o antibrachiali realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari regolabili in larghezza e profondità. Possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional). Versione con supporti sottoascellari o antibrachiali

Immagine prodotto

RP754S



RP754A



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	12419
Codice nomenclatore	12.06.09.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Cromato e verniciato
Sottoascellari	Polipropilene
Impugnature antibrachiali	Poliuretano
Puntali	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	11 Kg. ca
Base	48,5 x 64 Cm
Altezza seduta opzionale	47, 61,5 Cm
Altezza Barra di appoggio	97 – 110,5 Cm
Altezza Struttura	82 – 95,5 Cm
Altezza Ascellari (dove previsti)	115,5 - 140 Cm
Larghezza Ascellari (dove previsti)	30,5 – 66,5 Cm
ACCESSORI	
RP757	Sedile Grigio – Codice ISO - 12.06.09.136
RP759/1	Tavolino imbottito regolabile – Codice ISO - 12.06.09.106
RV7115	Barre d'appesantimento
VARIANTI	
RP754S – Appoggio sottoascellare	RP754A – Appoggio antibrachiale