

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP896	Imbracatura Pelvica per metti in piedi
--------------	---

Destinazione d'uso
Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura pelvica per il sostenimento di tutto il corpo da usare con metti in piedi. Realizzato in Poliestere 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere.
--

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2417194
Codice nomenclatore DM 332/99	12.36.03.103
Codice nomenclatore DPVM 12.01.2017	12.36.21.006
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	200 Kg

MISURE

