

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 06.04.2016	<b>Modulo STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>RS445A</b>	<b>Alzacoperte smontabile</b>
---------------	-------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo destinato ad essere utilizzato in strutture sanitarie come supporto alla degenza .

**Caratteristiche principali**

Struttura in tubi di alluminio anodizzato. Smontabile

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	ND
<b>Codice di classificazione CND</b>	V0899

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato
------------------------	----------------------

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio anodizzato
------------------	----------------------

**DIMENSIONI**

<b>Dimensione base</b>	50 x 52 cm
<b>Altezza</b>	40 cm