

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.02.2024	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

SC100	Scarpa post-operatoria punta aperta suola rigida
--------------	---

Destinazione d'uso

Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.

Caratteristiche principali

Scarpa post-operatoria a sandalo chiusura regolabile a punta aperta e suola rigida. Tessuto esterno 3D trasparente. Contrafforte rigido. Lacci in velcro rimovibili. Patta rimovibile.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>13576</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y061203</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2545752</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Suola	<i>EVA</i>
Velcro	<i>Poliestere</i>
Rifiniture	<i>Nylon</i>
Interno	<i>Poliestere</i>

VARIANTI

SC100-XS Misura 35/36	SC100-S Misura 37/38
SC100-M Misura 39/40	SC100-L Misura 41/42
SC100-XL Misura 43/44	SC100-XXL Misura 45/46