

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.02.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

SC110	Scarpa post-operatoria tipo Baruk
-------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.

Caratteristiche principali

Scarpa post-operatoria tipo Baruk senza bordo a chiusura regolabile. Contrafforte rigido. Lacci in velcro rimovibili. Suola lavorabile.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545758

MATERIALI PRINCIPALI

Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere

VARIANTI

SC110-XS Misura 35/36	SC110-S Misura 37/38
SC110-M Misura 39/40	SC110-L Misura 41/42
SC110-XL Misura 43/44	SC110-XXL Misura 45/46