

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST383	Cuscino posizionatore sagomato - OPERA
-------	--

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare il riposo dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino in poliuretano densità D28 per il riposo del paziente particolarmente indicato per gestire un corretto posizionamento. Disponibile in rivestimento in spalmato di poliuretano oppure in poliestere.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione EMDN - CND	V080302
Numero RDM	3026773

MATERIALI

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere o Spalmato di Poliuretano

MISURE

Larghezza	50 Cm
Profondità	24,5 Cm
Altezza	9,5 Cm

VARIANTI

ST383-1	Rivestimento in spalmato di poliuretano
ST383-2	Rivestimento in poliestere