

**ST385**
**Cuscino posizionale triangolare - OPERA**
**Destinazione d'uso**

Cuscino non antidecubito per alleviare il riposo dei pazienti.

**Caratteristiche principali**

Cuscino in poliuretano densità D36 per il riposo del paziente particolarmente indicato per gestire un corretto posizionamento. Disponibile in rivestimento in spalmato di poliuretano oppure in poliestere.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI SPA</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41571</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V0803</i>
<b>Numero RDM</b>	<i>2030028</i>

**MATERIALI**

<b>Composizione interna</b>	<i>Poliuretano</i>
<b>Rivestimento</b>	<i>Poliestere o Spalmato di Poliuretano</i>

**MISURE**

<b>Larghezza</b>	<i>60 Cm</i>
<b>Profondità</b>	<i>25 Cm</i>
<b>Altezza</b>	<i>20 Cm</i>

**VARIANTI**

<b>ST385-1</b>	<i>Rivestimento in spalmato di poliuretano</i>
<b>ST385-2</b>	<i>Rivestimento in poliestere</i>