

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Rev. 03 – 26.06.2026		Modulo STD
ST385		Cuscino posizionatore triangolare - OPERA		
Destinazione d'uso				
Cuscino non antidecubito per alleviare il riposo dei pazienti.				
Caratteristiche principali				
Cuscino in poliuretano densità D36 per il riposo del paziente particolarmente indicato per gestire un corretto posizionamento. Disponibile in rivestimento in spalmato di poliuretano oppure in poliestere.				
Immagine prodotto				
				
RIFERIMENTI FABBRICANTE				
Fabbricante		MORETTI SPA		
Paese di produzione		CINA		
Classe di dispositivo		Classe I		
Codice di classificazione GMDN		41571		
Codice di classificazione EMDN - CND		V080302		
Numero RDM		3026775		
MATERIALI				
Composizione interna		Poliuretano		
Rivestimento		Poliestere o Spalmato di Poliuretano		
MISURE				
Larghezza		60 Cm		
Profondità		25 Cm		
Altezza		20 Cm		
VARIANTI				
ST385-1		Rivestimento in spalmato di poliuretano		
ST385-2		Rivestimento in poliestere		