

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

ST625	Materasso in poliuretano a lavorazione tronco piramidale
--------------	---

Destinazione d'uso
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Descrizione generale

Il materasso ST625/X è realizzato in schiuma poliuretanica micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale. Lavorazione tronco piramidale, densità 25 Kg/m3. Non foderato. È stato prodotto all'origine senza l'impiego di C.F.C (clorofluorocarburi) • Non contiene lattice (Latex Free). Ha subito un trattamento per ostacolare la formazione di acari, batteri, muffe, microbi e assicurare una protezione chimica agli odori
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	V080702
Repertorio Dispositivi Medici	2253857
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.003

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materasso	Poliuretano
Latex	Assente
Trattamenti	Antimicrobico – Antibatterio – Antiacaro – Antimuffa – Antiodori
Confezionamento	PVC Sottovuoto

DIMENSIONI

Lunghezza	190 Cm
Larghezza	85 / 120 Cm
Altezza	12,5 / 14 Cm
Peso	5,3 / 5,7 / 7,9Kg.
Dimensione singola sezione	63 x 85 Cm
Peso Massimo consigliato paziente	120 /150 Kg

VARIANTI	
ST625/1 – 1 Sezione H 14 Cm L 85 Cm – 5,7 Kg	ST625/2 – 1 Sezione H 14 Cm L 120 Cm – 7,9 Kg
ST625/3 – 3 Sezioni H 12.5 Cm L 85 Cm – 5,3 Kg	ST625/4 – 3 Sezioni H 14 Cm L 85 Cm – 5,7 Kg
ST625/5 – 3 Sezioni H 14 Cm L 120 Cm – 7,9 Kg	ST625/6 – 1 Sezione H 10 Cm L. 95 Cm – 4 Kg
ST625/7 – 3 Sezioni H 10 Cm L. 95 Cm – 4 Kg	