

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

STA100	Fodero in poliestere per materassi antidecubito	
Destinazione d'uso		
Accessorio per dispositivi destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.		
Caratteristiche principali		
Fodero Sleep Confort in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati.		
Immagine prodotto		
		
RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	ITALIA	
Classe di dispositivo 93/42	Classe I	
Codice di classificazione GMDN	35228	
Codice di classificazione CND	Y033306	
RDM	1674419	
MATERIALI PRINCIPALI		
Esterno	Poliestere	
VARIANTI		
Codice	Dimensioni	Peso
STA100/1	190 x 85 x 14 Cm	0,530 Kg
STA100/2	190 x 120 x 14 Cm	0,730 Kg
STA100/3	63 x 85 x 12,5 Cm	0,230 Kg
STA100/4	63 x 85 x 14 Cm	0,240 Kg
STA100/5	63 x 120 x 14 Cm	0,350 Kg