

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

STA110	Fodero ignifugo in poliestere e poliuretano per materassi antidecubito
---------------	---

Destinazione d'uso

Accessorio per dispositivi destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

Caratteristiche principali

Fodero Ignifugo in poliestere e poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35228</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y033306</i>
RDM	<i>1674421</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Esterno	<i>42% Poliestere e 58% Poliuretano</i>
Peso	<i>Peso: 125 gr/m2 +/-10 gr/m2</i>

VARIANTI

Codice	Dimensioni
STA110/1	<i>190 x 85 x 14 Cm</i>
STA110/2	<i>190 x 120 x 14 Cm</i>
STA110/3	<i>63 x 85 x 12,5 Cm</i>
STA110/4	<i>63 x 85 x 14 Cm</i>
STA110/5	<i>63 x 120 x 14 Cm</i>