

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC130	Bilancia elettronica a sedia
---------------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione del peso corporeo di pazienti non in grado di stare in piedi autonomamente senza supporto, in ambito professionale.

Caratteristiche principali

Bilancia elettronica a sedia con telaio pieghevole su ruote piroettanti (2 con freno), braccioli e poggipiedi ribaltabili. Portata 250 kg, risoluzione 0,1 kg, classe di precisione OIML III. Display LCD da 1,4" a 5 cifre. Funzioni di zero automatico, Hold (peso medio/stabilizzato), Tara, calcolo BMI/BSA e trasmissione dati via USB; modulo Bluetooth/Wi-Fi opzionale per trasmissione wireless.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd.
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS5461
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065985

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata (capacità massima)	250 kg
Risoluzione	0,1 kg
Precisione	± 1,5 e
Classe metrologica OIML	Classe III (Direttiva 2014/31/UE)
Display	LCD 4 pollici, 5 cifre
Alimentazione	6 batterie AA oppure adattatore 12V 1A (rete 100–240V AC)
Trasmissione dati	USB, Bluetooth/Wi-Fi opzionali
Durata prevista	5 anni
Ambiente operativo	+5°C ~ +35°C; U.R. 15%–85%; 700–1060 hPa

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Seduta e schienale	ABS
DIMENSIONI	
Complessivo	590 (L) x 1020 (P) x 960 (H) mm
Seduta – altezza	470 mm
Seduta – larghezza	460 mm
Altezza schienale	480 mm
Altezza bracciolo	660 mm
Peso dispositivo	17,6 kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Bilancia a sedia Adattatore di alimentazione Cavo USB
Accessori opzionali	Stampante termica