

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC200	Bilancia pesaneonati
--------	----------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per misurazione del peso corporeo di neonati.

Caratteristiche principali

Bilancia pesaneonati elettronica con display LCD a 5 cifre. Funzioni di Accensione/Spegnimento, Azzeramento/Tara, Memoria/Richiamo del peso e Mantieni posizione/Assunzione di latte. Trasmissione dati via USB, con modulo wireless (Wi-Fi/Bluetooth) opzionale. Alimentazione tramite 6 batterie AA o adattatore CA. Disponibile accessorio opzionale per la misurazione dell'altezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe Im
Codice fabbricante	MS5900
Codice di classificazione GMDN	35457
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065880

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (versione 15 kg – doppia risoluzione)	0–6 kg x 2 g / 6–15 kg x 5 g
Capacità (versione 15 kg)	0–15 kg x 5 g
Capacità (versione 20 kg)	0–10 kg x 5 g / 10–20 kg x 10 g
Precisione	±1,5 e
Classificazione OIML	Classe III
Display	LCD, 5 cifre

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	6 batterie AA (1,5 V) oppure adattatore di alimentazione 12 V / 1 A
Ambiente operativo	0 °C ~ +40 °C; 15% ~ 85% umidità relativa; 700 hPa ~ 1060 hPa

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Superficie/vassoio di pesatura	Vassoio in ABS
--------------------------------	----------------

DIMENSIONI	
Dimensioni complessive	670 (L) x 330 (P) x 125 (A) mm
Dimensioni vassoio	630 (L) x 250 (P) x 70 (A) mm
Peso	4.1 Kg
ELENCO COMPONENTI	
In dotazione	Corpo bilancia Manuale utente x1 Adattatore di alimentazione x1
Accessori opzionali	Asta per la misurazione dell'altezza Stampante termica Borsa per il trasporto