


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.09.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO711	Letto in legno DENEb
<i>Destinazione d'uso</i>	
Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica	
Caratteristiche principali	
Letto con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. Completo di foro facciale, portarotolo su richiesta	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207
Numero di repertorio RDM	997920
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 74 x 78h Cm
Peso	36 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno Kotò
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua
ACCESSORI OPZIONALI	
MO729/2	Portarotolo