

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.02.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC300	Sedia comoda senza ruote regolabile in altezza
-------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale imbottiti, anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Regolabile in altezza

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2070663
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.003
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Braccioli	Ribaltabili















CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Fisso estraibile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>43 – 45 – 48 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato a polveri epossidiche</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i>

DIMENSIONI

Misure in cm														
RC300-43	-	53	43	96÷103.5	75.5÷83	51÷59	-	43	45	43	11,5	-	-	
RC300-45	-	53	43	96÷103.5	75.5÷83	51÷59	-	45	45	43	11,5	-	-	
RC300-48	-	53	43	96÷103.5	75.5÷83	51÷59	-	48	45	43	11,5	-	-	