

**RP928**      **Pedaliera per riabilitazione con impugnature**
**Destinazione d'uso**

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.

**Caratteristiche principali**

Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapièdi, frizione regolabile. Dotato di impugnature. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35060
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y034899
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2184362

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio Verniciato
<b>Pedaline</b>	Polipropilene

**DIMENSIONI**

<b>Ingombro base</b>	41,5 x 54,5 Cm
<b>Altezza impugnature</b>	95 Cm
<b>Peso</b>	3,3 Kg