

**ST328**      **Cuscino ad acqua LEVITAS**

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto, sedie a rotelle o similare per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.

**Caratteristiche principali**

Questo cuscino ideale per la cura delle piaghe da decubito è realizzato in PVC elettrosaldato, garantendo così la massima tenuta. E' dotato di soffietti all'interno per evitare il flottaggio dell'acqua. E' corredato da un tubo di riempimento e da un particolare disinfettante monouso per l'acqua. Di semplice utilizzo per il paziente, si pulisce con acqua e sapone

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	47477
<b>Codice di classificazione CND</b>	V080399
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2307426

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Composizione</b>	PVC K80 Spessore 4/10 mm
<b>Dimensioni</b>	45 x 50
<b>Peso</b>	400 / 450 Gr
<b>Peso Max</b>	90 Kg

**VARIANTI**

<b>ST327 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm con foro</b>	<b>ST328 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm</b>
--	---