

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP719	Tripode regolabile in altezza appoggio brachiale
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura brachiale. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 76 a 98cm.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120315
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.15.006
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.003
Repertorio Dispositivi Medici	2421672
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica appoggio brachiale
Numero di incrementi in altezza	10
Peso Max sopportabile	100 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	640 g
Altezza	76 – 98 cm <i>Regolabile</i>
Base	37 x 27 cm
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale