

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 18.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

CM840	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 840
-------	--

Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 840 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti. Telaio in alluminio pieghevole. Ottimo comfort di seduta grazie al sedile imbottito ruotante alto 6cm. Posizione del joystick di guida regolabile in profondità e posizionabile a DX o SX. Tasca portaoggetti posteriore e cintura di sicurezza in dotazione. Braccioli in PU ribaltabili. Pedana poggipiedi ribaltabile e routine di sicurezza antiribaltamento. Ruote in PU piene. Movimentata con 2 motori brushless da 180W con freno elettromagnetico alimentato da 2 batterie 24V 6Ah al litio estraibili. Massima pendenza di sicurezza 8° / 14%. L'efficiente motore permette di raggiungere una velocità di 6 Km/h, per una autonomia di circa 20 Km. Dotato di presa USB per ricarica dispositivi.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41637
Codice Classificazione CND – EMDN	Y212127
Numero RDM	2489894
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.06.009 – Riconducibile
Tipologia EN12184:2022	Tipo A
Peso Max	120 Kg
Dimensioni chiusa	L 60 x P 30 x H 74 Cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telaio	Alluminio
Ruote	Piene in PU
Velocità massima	6 Km/h
Massima pendenza stimata superabile*	8° - 14%

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022

** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI															
Raggio di sterzata						800 mm									
Superamento ostacolo						40 mm									
Autonomia **						20 Km									
Batterie						2Pz – 24V 6Ah al litio									
Seduta						L 44 x P 45Cm									
Caricabatteria						5A - Esterno – 220V – 50 Hz									
Tempo di ricarica completa						6 h									
Elettronica Controller						Brushless – 24V/30A									
Motore						2 x180W brushless									
Tipo freno						Elettromagnetico									
Trazione						Motori sulle ruote posteriori									
PESO E DIMENSIONI PRODOTTO															
															
91	97	44	97	72	56 fronte 52 dietro	44	45	48	60	27	29,5	20	18	-	120 kg
* Misure in cm															
ACCESSORI OPZIONALI															
CMA870 – Porta bibita in tessuto								CMA873 – Seduta imbottita H 10 Cm							
CMA880 – Supporto controller posteriore regolabile								CMA881 – Supporto controller posteriore fisso							
CMA885 – Poggiatesta regolabile								CMA886 – Pedane elevabili							
CMA887 – Supporto portatelefono								CMA875 – Set estensione braccioli							