

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.02.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CN230	Scooter elettrico ARDEA MOBILITY 230
-------	--------------------------------------

**Destinazione d'uso**

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

**Caratteristiche principali**

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote Mobility 230 è pratico, efficiente e con prestazioni performanti. Ottimo comfort di guida grazie al sedile imbottito ruotante a 360°, regolabile in altezza e profondità, schienale ribaltabile e reclinabile completo di poggiatesta regolabile, braccioli ribaltabili e regolabili, manubrio ergonomico regolabile in inclinazione. Completo di kit luci con indicatori di direzione, specchietti retrovisori, cestino portaoggetti anteriore, paraurti, ruotine antibaltamento. Cruscotto comandi multifunzione. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS. Dotato di sospensioni anteriori e posteriori. Alimentato da due batterie da 12V. L'efficiente motore da 800W permette di raggiungere una velocità di 13 Km/h, per una autonomia di circa 36 Km. Dotato di presa USB per ricarica dispositivi.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31139
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.009 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.03.006
Codice Classificazione CND	Y122124
Numero RDM	2210578
Peso Max	158 Kg

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Velocità massima	13 Km/h
Raggio di sterzata	149 Cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Superamento ostacolo	12 Cm
Autonomia **	36 Km
Batterie	2Pz – 12V 50Ah
Seduta	L 46 x P 41Cm













\* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2014

\*\* L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Caricabatteria</b>	8A - Esterno – 220V – 50 Hz
<b>Elettronica Controller</b>	PG S-120A
<b>Motore</b>	800 W di picco (4 poli)
<b>Tipo freno</b>	Elettromeccanico e di stazionamento

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

Misure in cm												
<b>CN230</b>	47	44	13	47	70-75	96	129,5	62,5	131-136,5	30x9,5 pneumatiche	include	

**ACCESSORI OPZIONALI**

CNA100 – Cestino posteriore	CNA102 – Bauletto posteriore
CNA105 – Borsa posteriore con porta bastone	CNA110 – Porta bombola ossigeno
CNA115 – Porta bastone stampella	CNA120 – Porta deambulatore
CNA141 – Telo copertura	RP245 – Cintura di sicurezza tipo auto