

LTK170 **Aerosol a pistone PRO**
Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Silenzioso, struttura in ABS, pratico e semplice da utilizzare, studiato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale, grazie al nebulizzatore Fasterjet® con sistema valvolare sincronizzato alla respirazione produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento controllando e ottimizzando l'apporto terapeutico del farmaco alle caratteristiche respiratorie del paziente. Filtra l'aria in aspirazione mediante filtro Porex® sostituibile.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fabbricante ai sensi 93/42 *3A HEALTHCARE*
Paese di produzione *ITALIA*
Classe di dispositivo 93/42 *Classe IIA*
Codice di classificazione GMDN *35457*
Codice di classificazione CND *Z12159002*
CARATTERISTICHE TECNICHE
Flusso d'aria *15 l/min libero; 0 – 6,8 l/min operativo*
Pressione massima *250 kPa / 36 Psi*
Pressione d'esercizio *0 – 110 Kpa*
Flusso medio nebulizzazione *Min 0,60 ml con rubinetto chiuso*
Capacità di medicazione *2 – 16 ml*
Nebulizzazione *< 0,5 µm*
MMAD *2,7 µm*
Rumorosità *55 dBA*
Modo d'uso *Continuo*
Alimentazione *230V – 50 Hz*

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	<i>PVC</i>
Accessori	<i>Polipropilene</i>
DIMENSIONI	
Dimensioni	<i>357 x 196 x 185 mm</i>
Peso	<i>2,5 Kg</i>
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
Fondamentali	<i>Compressore Ampolla Fasterjet® Maschera adulto Ricambio filtro Porex® Tubo in PVC con raccordi Elastico per mascherina</i>
Opzionali	<i>Boccaglio con valvola Forcella nasale Maschera bambino</i>