

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO712	Letto in legno DENEK largo 90 Cm
-------	----------------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto largo 90 cm con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguenta classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Completo di foro facciale, portarotolo su richiesta**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 90 x 78h Cm
Peso	36 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno Kotò
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguenta classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua

ACCESSORI OPZIONALI

MO728-90	Portarotolo
----------	-------------