

**RP518**
**Rollator 4 ruote in alluminio – ATOS**
**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. Ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse gemellate con sistema auto bloccante a pressione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale e seduta imbottiti. Fornito con cestino porta oggetti.











**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>31120</i>
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	<i>Y120609</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>2230624</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.06.09.009</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.06.09.003</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>100 Kg</i>
<b>Dimensione seduta</b>	<i>32 x 35 Cm</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI										
<b>Tubo</b>	<i>Alluminio</i>									
<b>Impugnatura</b>	<i>Polipropilene</i>									
<b>Seduta</b>	<i>Spalmato di PVC</i>									
<b>Ruote</b>	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
Misure in CM										
<b>RP518</b>	61	80,1-91	56,27	61	46	20	8,7	20	20	100 kg
VARIANTI										
<b>RP518B – Struttura blu</b>					<b>RP518R – Struttura rossa</b>					