

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 04 – 13.02.2023 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|---------|-------------------------------|
| ST85x/x | Cuscini a bolle d'aria in PVC |
|---------|-------------------------------|

Destinazione d'uso

Il cuscino a bolle d'aria della linea Levitas by Moretti è progettato per assicurare l'equilibrio del paziente e per proteggerlo dal rischio di formazione di piaghe da decubito e dalle lesioni dei tessuti.

Caratteristiche principali

Le bolle d'aria in PVC permettono di mantenere una pressione costante dentro il cuscino e di mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali. Gli ischii vengono completamente immersi nel cuscino favorendo, di fatto, una distribuzione regolare della pressione. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione. Fodera in Nylon con fondo in PU antiscivolo e stabilizzante, lavabile a mano o in lavatrice con detergenti neutri (Max 30°). Fodera con chiusura a zip e due manici di sostegno. Chiusure in velcro per fissaggio alla carrozzina. Disponibile a 1 o 2 sezioni.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fabbricante | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | KOREA |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 35226 |
| Codice di classificazione CND | V08030102 |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | 2370002 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 03.33.03.015 - 018 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 04.33.03.015 - 018 |

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|--------------|------------|
| Cuscino | PVC |
| Rivestimento | PU + Nylon |

CARATTERISTICHE

| | |
|------------|--------|
| Peso Max | 130 Kg |
| LATEX FREE | SI |

MISURE DISPONIBILI

| | |
|------------|------------|
| 36 x 36 Cm | 40 x 40 Cm |
| 40 x 46 Cm | 46 x 40 Cm |
| 46 x 50 Cm | 50 x 46 Cm |

| ALTEZZE DISPONIBILI | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 6 Cm | 10 Cm |
| ACCESSORI / RICAMBI DISPONIBILI | |
| Pompa di ricambio | Fodera alta 6 Cm |
| Fodera alta 10 Cm | |