

RC400 **Carrozzina a spinta a telaio rigido**
Destinazione d'uso

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale removibili anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane estraibili lateralmente. Braccioli estraibili. 2 ruote posteriori medie Ø 30cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm. Predisposizione per ruote ad autospinta














Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>41619</i>
Codice Classificazione CND – EMDN	<i>Y122103</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2070535</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.003</i>
Codice nomenclatore DPCM 2017	<i>12.22.18.006</i>
Resistenza al fuoco	<i>EN 1021-1 / 2</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	<i>30Cm posteriori 20Cm anteriori</i>
Peso Max sopportabile	<i>135 Kg</i>
Braccioli	<i>Estraibili</i>
Pedane	<i>Ribaltabili lateralmente, con poggiapiedi regolabili in altezza.</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE													
Schienale	<i>Fisso imbottito anatomico</i>												
Sedile	<i>Rigido imbottito anatomico</i>												
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>												
Larghezze disponibili	<i>40 – 43 – 45 – 48 Cm</i>												
Profondità disponibili	<i>48 Cm</i>												
MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>												
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>												
Ruote	<i>Poliuretano</i>												
MISURE													
Misure in cm													
RC400-XX	95	77	48	94	74	54	32÷41	40	43,5	60	15,5 Kg	30	20
								43		63			
								45		65			
								48		68			
ACCESSORI OPZIONALI													
CPR150	Ruotine antiribaltamento												