

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 05 – 26.06.2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RP513</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Rollator 4 ruote in alluminio – ATLANTE MINI</b> |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 15 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale e seduta imbottiti. Fornito con borsa porta oggetti. |                                                     |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Fabbricante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MORETTI S.P.A.                                      |
| <b>Paese di produzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CINA                                                |
| <b>Classe di dispositivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Classe I                                            |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31120                                               |
| <b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y120609                                             |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2417793                                             |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.06.09.009                                        |
| <b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.06.09.003                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Peso Max sopportabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 Kg                                              |
| <b>Dimensione seduta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 x 31 Cm                                          |
| <b>Confezionamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polietilene stampato / Scatola di Cartone.          |

| MATERIALI PRINCIPALI |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubo                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Alluminio                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Impugnatura          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Polipropilene                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Seduta               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Spalmato di PVC                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ruote                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | PU                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DIMENSIONI           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Dimensioni e pesi    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Misure<br>in CM      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP513                | 64                                                                                | 71<br>84                                                                          | 50                                                                                | 54                                                                                | 45                                                                                | 55x25x85                                                                          | 5,9                                                                                 | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 100 kg                                                                              |