

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 06.09.2023 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|-------|---|
| RP553 | Rollator in alluminio chiusura a passeggino – ARTEMIS |
|-------|---|

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato da interno/esterno. Quattro ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti estraibili e ruote posteriori fisse. Dotato di freno a leva unica sulle ruote posteriori. Maniglie di spinta regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito. Fornito con borsa porta oggetti e porta bastone. Chiusura a passeggino.











Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Fabbricante ai sensi | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 31120 |
| Codice di classificazione EMDN – CND | Y120609 |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | 24516823 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 12.06.09.009 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.06.06.006 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|--|
| Peso Max sopportabile | 136 Kg |
| Confezionamento | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |
| Seduta | 45 x 25 Cm |

| MATERIALI PRINCIPALI | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo | <i>Alluminio</i> | | | | | | | | | |
| Impugnatura | <i>Polipropilene</i> | | | | | | | | | |
| Ruote | <i>PU</i> | | | | | | | | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP553 | 70 | 91 | 80 | 63 | 45 | 27 | 8,8 | 20 | 20 | 136 kg |

Le misure sono espresse in cm e possono variare di $\pm 0,5$ cm