

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 14.10.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP769	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SPRINT
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU. Freno di stazionamento con copertura. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto
























RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2829753
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																							
Struttura									Alluminio														
Seduta									Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2														
Ruote anteriori									PU														
Ruote posteriori									PU Tubeless														
Maniglie di spinta									PVC														
VARIANTI																							
CP769-40: Seduta 40 Cm									CP769-43: Seduta 43 Cm														
CP769-46: Seduta 46 Cm									CP769-48: Seduta 48 Cm														
CP769-50: Seduta 50 Cm																							
DIMENSIONI																							
Misure in CM*																							
CP769-40								40															
CP769-43								43															
CP769-46	102	80	41	90,5	73	47	40+52	46	44	62	29	14.4 kg	60	20	opt.	opt.						120 kg	
CP769-48								48		65													
CP769-50								50		67													

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA780	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA510	TAVOLINO SAGOMATO PER BRACCIOLO ELEVABILE
CPA520	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR854	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR855	RUOTINI PASSAGGI STRETTI / ASCENSORE
CPA783 (4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE