

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 22.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

EM216	Telo portaferiti con materasso a depressione adulti - EASYRED
-------	---------------------------------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per l'immobilizzazione ed il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Materasso a depressione in vinile spalmato nylon applicato su telo per trasporto in vinile spalmato poliestere. Completo di 4 cinture e 8 maniglie per il trasporto. Radiotrasparente, dotato di borsa impermeabile per il trasporto e pompa piccola.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-6A1
Codice Importatore / Distributore	EM216
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424690

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso MAX	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Telo	Vinile spalmato Poliestere
Materasso	Vinile spalmato Nylon

DIMENSIONI

Materasso	212 x 75 x 7 Cm
Peso	5 Kg