

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MO41xx</b>	<b>Paravento oscurante per letto</b>
---------------	--------------------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio per schermare la visuale del letto durante esami od interventi sul paziente

**Caratteristiche principali**

Struttura in alluminio anodizzato. Schermi in PVC lavabile ed autoestinguente. Versione con 3 o quattro ante

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	13514
<b>Codice di classificazione CND</b>	V9099

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Schermi</b>	PVC

**DIMENSIONI**

<b>Dimensione anta</b>	55x170h cm
<b>Larghezza base</b>	54 Cm
<b>Numero ante</b>	3 o 4

**VARIANTI**

<b>MO411A – 3 Ante</b>	<b>MO415A – 4 Ante</b>
------------------------	------------------------