

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RP145	Bastone in alluminio pieghevole
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in legno anatomica è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale antiscivolo. Versioni pieghevoli.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31112
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432141
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Sopportabile	100 Kg
Diametro tubo	18 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Tipo 6061-T6
Impugnatura	Legno
Puntale	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	380 gr. ca.
Altezza	Vedi elenco varianti
VARIANTI PRODOTTO	
RP145NL	Regolabile 82,5 – 92,5 Cm
RP145NC	Regolabile 82,5 – 92,5 Cm
RP145BC	Regolabile 77,5 – 87,5 Cm