

RP736

Deambulatore pieghevole con ruote da bambini

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato. Impugnature regolabili in altezza incremento massimo 12 cm, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2429298
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.03.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	60 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Altezza	41 – 60 Regolabile ogni 2,5 Cm
Base trapezoidale	50 x 55 x 44 Cm