

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP625	Carrozzina pieghevole SKINNY GO – ARDEA ONE
-------	---

**Destinazione d'uso**

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Carrozzina pieghevole con Telaio stabilizzante realizzata in acciaio verniciato crociera SINGOLA, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori piene in PU (Ø 30 cm), posizionate sotto la seduta per ridurre gli ingombri laterali e semplificare l'attraversamento dei passaggi stretti, doppio foro per essere trasformata in modello ad autospinta (kit optional). Ruote anteriori in PU (Ø 18 cm) con forcella in plastica. Pedane estraibili, regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-polpaccio.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

















Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389129
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	110 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP625-40: Seduta 40 Cm								CP625-43: Seduta 43 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP625-40	88	61	41	92	80	53	47	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110
CP625-43								43		54						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-40/43	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>															
CAR900	<i>Poggiatesta regolabile</i>															
CBR600	<i>Asta da flebo</i>															
CPA120V	<i>Pedane elevabili verniciate</i>															
CPA120C	<i>Pedane elevabili cromate</i>															
RP245	<i>Cintura sicurezza tipo auto</i>															
RP247	<i>Cintura sicurezza con fibbia</i>															