


**RIA211**
**Imbracatura toilette per solleva malati MUEVO HOME**
**Destinazione d'uso**

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

**Caratteristiche principali**

Imbracatura da toilette per il sostenimento di tutto il corpo specifica per MUEVO HOME. Realizzato in Poliestere 100% e cinghie in Nylon 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535. Il tessuto è ignifugo e testato secondo la norma EN 1021-1 e 2.

**Immagine del prodotto**

**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	40535
<b>Codice Classificazione CND - EMDN</b>	V0805038002
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2381059
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.36.03.103
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.36.21.006
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	EN 10535 e EN 1021-1/2

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Materiale</b>	100% Poliestere e cinghie in Nylon 100%
<b>Portata MAX</b>	180 Kg

**MISURE**

<i>Taglia</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>		
<b>UNICA</b>	<b>56 Cm</b>	<b>48 Cm</b>	<b>45 Cm</b>	<b>32 Cm</b>	<b>21 Cm</b>		