

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.07.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP547	Rollator 4 ruote in alluminio – FEBE
-------	--------------------------------------

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito ribaltabile ed estraibile. Seduta imbottita regolabile in altezza. Fornito con borsa porta oggetti in tessuto.

**Immagine prodotto**













**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417787
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	35 x 35 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
<b>Tubo</b>	<i>Alluminio</i>									
<b>Impugnatura</b>	<i>Polipropilene</i>									
<b>Seduta</b>	<i>Spalmato di PVC</i>									
<b>Ruote</b>	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
										
RP547	70 80	80 99	50 57	63	47	90x62x39cm	8	20	20	136 kg