

RP958
Pedaliera dual per riabilitazione elettrica attiva / passiva
Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Pedaliera elettrica attiva / passiva. Funzionamento con motore elettrico con 20 livelli di intensità (10 passivi + 10 attivi). Display LCD per lettura dati e dashboard di controllo. Impugnature ergonomiche. Pedali con fascia fermapiedi regolabili. Pad in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza e profondità. Ghiera di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35060</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>Y0504</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2722405</i>






CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>
Normative di riferimento	<i>EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5</i>
Resistenza	<i>Motore elettrico</i>
Classe di utilizzo	<i>Classe I - Professionale</i>
Accuratezza	<i>B</i>
Tipo esercizio	<i>Attivo / Passivo</i>
Alimentazione	<i>110V – 220V 90W</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio Verniciato</i>
Pedaline	<i>Polipropilene</i>

DIMENSIONI

	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra		
RP958	46 cm	41 cm	92 cm	-	12 kg	-