

RC345 **Sedia comoda ad auto spinta anteriore**
Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 2 ruote Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. WC estraibile e lavabile.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>41619</i>
Codice Classificazione CND	<i>Y122106</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2302936</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.09.003</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>09.12.03.012</i>
Norma tecnica di riferimento	<i>UNI EN 12182</i>
Resistenza al fuoco	<i>EN 1021-1 / 2</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	<i>60Cm anteriori 20Cm posteriori</i>
Peso Max sopportabile	<i>135 Kg / 180 Kg</i>
Braccioli	<i>Ribaltabili ed estraibili</i>
Pedane	<i>Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.</i>















CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
Reclinazione	<i>Da 0 a 45°</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
Ruote	<i>Poliuretano</i>

PESO E DIMENSIONI

Misure in cm*														
RC345-40	124	104	48	106	76	55	37-48,5	40	62	65	41,5	22,5 Kg	20	60
RC345-43	124	104	48	106	76	55	37-48,5	43	62	68	44,5	23 Kg	20	60
RC345-46	124	104	48	106	76	55	37-48,5	46	62	71	47	23,5 Kg	20	60
RC345-48	124	104	48	106	76	55	37-48,5	48	62	73	49,5	24 Kg	20	60
RC345-50	124	104	48	106	76	55	37-48,5	50	62	75	51,5	24,5 Kg	20	60

ACCESSORI OPZIONALI

RCA300	BRACCIOLI ELEVABILI
RCA305	FIANCHETTI IMBOTTITI
RCA310	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA
RCA316	DIVARICATORE
RCA330	PELOTTE TORACICHE
RCA120	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
RCA136	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO
CBR500	TAVOLINO LINEARE
CAR525	TAVOLINO SAGOMATO
RP246	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO
RP248	CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO