

RP743 | **Deambulatore pieghevole con 4 ruote di cui 2 gemellate**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 ruote, 2 piroettanti frontali 2 ruote gemellate posteriori a rotazione frizionata. Chiusura a 1 pulsante. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31119</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120606</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2369933</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.003</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.06.006</i>



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>120 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>

PESO E DIMENSIONI

Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP743	120 kg	Da 85 a 103 cm	4 ruote 2 con rotazione frizionata		

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.