

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 27.06.2016	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>ST33X</b>	<b>Cuscino in Memory FOAM - MOPEDIA</b>
--------------	---

*Destinazione d'uso*

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

**Caratteristiche principali**

Cuscino in Memory FOAM, indicati in caso di decorsi post-operatori, piaghe da decubito ed emorroidi. Utilizzabili su qualunque superficie piana e adatti a lunghi viaggi in auto. Completi di fodera colore blu. Completamente sfoderabili.

**Immagine prodotto**







**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI SPA</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41571</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V0803</i>

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

<b>Composizione</b>	<i>Poliuretano</i>
---------------------	--------------------

**DIMENSIONI**

Codici prodotto	ST332-44	ST335-41	ST335-48	ST336
<b>Dimensione</b>				
 L:	-	410 mm	480 mm	410 mm
 P:	-	320 mm	380 mm	510 mm
 H:	-	80 mm	80 mm	80 mm
	440 mm	-	-	-

**VARIANTI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>RDM</b>
ST332-44	Rotondo Diametro 44 Cm	1167556
ST335-41	Ovale Lunghezza 41 Cm	1167561
ST335-48	Ovale Lunghezza 48 Cm	1167561
ST336	Ad U Lunghezza 41 Cm	1167564